

MOL Hygi Fluid

fertőtlenítő folyadék



A MOL Hygi Fluid hígítást és öblítést nem igénylő, bőrfelületen közvetlenül használható folyadék. Kiválóan alkalmas higiénés kézfertőtlenítésre és sebészi bemosakodásra. Használata egyszerű és biztonságos, javasolt otthoni körülmények között, valamint iskolákban, intézményekben, kereskedelmi, vendéglátóipari egységekben, ipari létesítményekben. Gyakori használat esetén sem szárítja ki a bőrt, fertőtleníti, kíméli a kezét.

Antimikrobiális spektrum: baktericid, fungicid, szelektív virucid (adenovírus, norovírus, burkos vírusok pl. koronavírus ellen hatásos).

Alkalmazás:

Juttassunk 5 ml terméket a kezünkre, majd egyenletesen dörzsöljük szét. Baktérium- és gombaölő hatás érdekében 30 másodpercig, vírus inaktiváló hatás eléréséhez 1 percig kell alkalmazni, mialatt a bőrfelület maradjon folyamatosan nedvesített.

Sebészi bemosakodás: 5 x 1 perc.

Termék típus: PT1 Formuláció: felhasználásra kész folyadék

Felhasználói kör: lakossági és professzionális

Biocid hatóanyag: Etil-alkohol (CAS 64-17-5) 78,4%

Alkalmazási terület



Kézfertőtlenítés otthoni körülmények között, iskolákban, intézményekben

Tulajdonságok és előnyök

Kiváló fertőtlenítő hatás

Csökkenti a fertőzéses megbetegedések kialakulásának kockázatát
Gyorsan és hatékonyan fertőtleníti

Egyszerűen használható

Használatra kész
Közvetlenül alkalmazható a bőrfelületen
Víz nélkül fertőtleníti a kezét
Nem igényel öblítést
Ideálisan használható otthoni körülmények között, iskolákban, intézményekben

Kiváló bőrvédő hatás

Gyakori használat esetén sem szárítja ki a bőrt
Nem tartalmaz klórt

Specifikációk és jóváhagyások

NNK 12888-3/2021JIF

Minőségi jellemzők

Minőségi jellemzők	Tipikus értékek
Külső	fényes, tiszta folyadék
Sűrűség 15°C-on [g/cm ³]	0,861
pH	6,1

A táblázatban szereplő adatok a termékre jellemző tipikus értékek, nem helyettesítik a termék specifikációt.

Gyártó és forgalmazó: MOL-LUB Kft., 2931 Almásfüzitő, Fő út 21.

Tel.: +36 (80) 201-296 E-mail: kenoanyag@mol.hu Web: mollubricants.com

Kenéstechnikai szaktanácsadás: 1117 Budapest, Neumann János u. 1/E. Tel.: +36 (1) 464-02-36 E-mail: lubtechdesk@mol.hu

Fáradt olaj és veszélyes hulladék elszállítás: Tel.: +36 (80) 200-591 Fax: +36 (80) 200-592 E-mail: faradtolaj@mol.hu

Utolsó módosítás: 2023.06.22 10:55

1 / 2 oldal.

Verzió: 002.000.000

MOL Hygi Fluid

fertőtlenítő folyadék



Tárolási és kezelési előírások

Víztől és tűző naptól védett helyen, az eredeti kiszerelesben, légmentesen lezárva, élelmiszerektől elkülönítve, gyermekektől, elzárt helyen tárolandó.

A terméket körültekintően használjuk, használat előtt mindig olvassuk el a címkét és a termék információkat.

Kizárólag külsőleg használjuk!

Ne kerüljön nyílt láng vagy elektromos hőforrás közelébe.

Az ajánlott tárolási körülmények betartása mellett, bontatlan göngyölegben a szavatossági idő: 36 hónap

Ajánlott tárolási hőmérséklet: -70°C - +35°C