

# MOL Hygi Fluid

## fertőtlenítő folyadék



A MOL Hygi Fluid hígítást és öblítést nem igénylő, bőrfelületen közvetlenül használható folyadék. Kiválóan alkalmas higiénés kézfertőtlenítésre. Használata egyszerű és biztonságos, javasolt otthoni körülmények között, valamint iskolákban, intézményekben, kereskedelmi, vendéglátóipari egységekben, ipari létesítményekben. Gyakori használat esetén sem szárítja ki a bőrt, fertőtleníti, kíméli a kezét.

Antimikrobiális spektrum: baktericid, fungicid, szelektív virucid (adenovírus, norovírus, burkos vírusok pl. koronavírus ellen hatásos).

Alkalmazás:

Juttassunk 5 ml terméket a kezünkre, majd egyenletesen dörzsöljük szét. Baktérium- és gombaölő hatás érdekében 30 másodpercig, vírus inaktiváló hatás eléréséhez 1 percig kell alkalmazni, mialatt a bőrfelület maradjon folyamatosan nedvesített.

Termék típus: PT1 Formuláció: felhasználásra kész folyadék

Felhasználói kör: lakossági és professzionális

Biocid hatóanyag: Etil-alkohol (CAS 64-17-5) 78,4%

### Alkalmazási terület



Kézfertőtlenítés otthoni körülmények között, iskolákban, intézményekben

### Tulajdonságok és előnyök

Kiváló fertőtlenítő hatás

Csökkenti a fertőzőes megbetegedések kialakulásának kockázatát  
Gyorsan és hatékonyan fertőtleníti

Egyszerűen használható

Használatra kész  
Közvetlenül alkalmazható a bőrfelületen  
Víz nélkül fertőtleníti a kezét  
Nem igényel öblítést  
Ideálisan használható otthoni körülmények között, iskolákban, intézményekben

Kiváló bőrvédő hatás

Gyakori használat esetén sem szárítja ki a bőrt  
Nem tartalmaz klórt

### Specifikációk és jóváhagyások

Nemzeti Népegészségügyi Központ 38758-3/2020/JIF

### Minőségi jellemzők

Minőségi jellemzők	Tipikus értékek
Külső	fényes, tiszta folyadék
Sűrűség 15°C-on [g/cm <sup>3</sup> ]	0,861
pH	6,1

A táblázatban szereplő adatok a termékre jellemző tipikus értékek, nem helyettesítik a termék specifikációt.

# MOL Hygi Fluid

## fertőtlenítő folyadék



### Tárolási és kezelési előírások

Eredeti, jól zárt tárolóedényben, hűvös, száraz, jól szellőző, naptól védett helyen, légmentesen lezárva, élelmiszerektől elkülönítve, gyermekektől elzárta helyen tartandó. A terméket körültekintően használjuk, használat előtt mindig olvassuk el a címkét és a termék információkat. Kizárólag külsőleg használjuk! Ne kerüljön nyílt láng vagy elektromos hőforrás közelébe. Más tisztító- és fertőtlenítőszerrel nem használható.

Az ajánlott tárolási körülmények betartása mellett, bontatlan göngyölegben a szavatossági idő: 36 hónap  
Ajánlott tárolási hőmérséklet: -70°C - +35°C

### Rendelési információk

Vámtarifaszám 38089490

#### Cikkszámok és kiszerelési formák:

19010517	MOL Hygi Fluid 200ML	20 X 0,2L / doboz
19010518	MOL Hygi Fluid 500ML	
19010520	MOL Hygi Fluid 2L	6 x 2L / doboz

#### Rendelésfelvétel:

Telefon: 06 (80) 201-296 (ingyenesen hívható, munkanapokon 07-16 óra között)  
Fax: 06 (34) 380-010  
E-mail: kenoanyag@mol.hu